

BIOTOPICS

Nippon Proteiinimarkkerit - **TARJOUS**

NIPPON GENETICS

FastGene[®] proteiinimarkkerit

Käyttövalmiit **BlueStar & BlueEasy** esivärjätyt proteiinimarkkerit.

10-12 bändiä, mukana värilliset referenssibändit.

BlueStar Prestained Protein Marker, MWP03

9 – 180 kDa. Referenssibändit: 28 (vihreä) ja 75 kDa (punainen)

500 µl: riittää 100 minigeelille/50 isolle geelille.

Hinta 99€

TARJOUS!

TARJOUS 85€

BlueStar PLUS Prestained Protein Marker, MWP04

9 – 245 kDa. Referenssibändit 25 (vihreä) ja 75 kDa (punainen)

500 µl: riittää 100 minigeelille/50 isolle geelille.

Hinta 99€

TARJOUS 85€


BlueEasy Prestained Protein Marker, MWP06

6.5 – 270 kDa. Referenssibändit 52 (vihreä), 30 kDa ja 270 kDa (oranssi)


500 µl: riittää 100 minigeelille/50 isolle geelille.

Hinta 91€


TARJOUS 80€



BlueStar
MWP03



BlueStar PLUS
MWP04



BlueEasy
MWP06

NIPPON
Genetics

Lisätietoja: www.nippongenetics.eu

BIOTOP JL

www.biotop.fi

Hinnat ovat voimassa 31.12.2017 asti. Hinnat alv 0%.



Instant Blue™

Ultranopea väri proteiinigeelien värjäykseen

Instant Blue™ on erittäin nopea Coomassie-pohjainen proteiiniväri, tulokset jo 15 minuutissa. Yhden stepin protokolla - ei pesu-, kiinnitys-, kuumennus- tai destain-vaiheita. Herkkyyks alkaen 5 ng, supermatala tausta.

TILAUSTIEDOT
ISBIL-53 Instant Blue, 1000 ml **HINTA 199€**

Midori Green DNA Stains


El-karsinogeeninen vaihtoehto etidiumbromidille.

Midori Green toimii sekä sinivalossa että UV:ssa. Se on turvallisempi kuin muut EtBr-vaihtoehdot. Midori Green Direct ladataan suoraan kaivoon näytteen kanssa, muuta latauspuskuria ei tarvita.

TILAUSTIEDOT	HINTA	TARJOUS 425€ (5 x 1 ml)
MG06 Midori Green Direct, 1ml	99€	
MG04 Midori Green Advance, 1ml	99€	

FastGene® Protein Electrophoresis System.

Erittäin helppokäyttöinen.
Tyylikäs läpinäkyvä ja kompakti muotoilu.



TILAUSTIEDOT
FG02 FastGene® Electrophoresis System **HINTA 755€**

MADE IN JAPAN.

Genetics NIPPON
Genetics

Lisätietoja www.nippongenetics.eu.

BIOTOP JL

www.biotop.fi

Itäinen Pitkätkatu 4C
20520 TURKU
puh. (02) 241 0099
info@biotop.fi

Tilaukset ja tiedustelut

Matti Raitio	puh. 050-3611848	matti.rautio@biotop.fi
Risto Ranta	puh. 050-5280789	risto.ranta@biotop.fi
City-Lab Oy	BioCity, Biomedicum, Cultivator II, Arvo, Aapistie ja Snellmania	

Hinnat ovat voimassa 31.12.2017 asti.

07.2017