

BIOTOPICS

UUTUUS! Checkit® kokeilutarjous. Syksy 2017

UUTUUS! Pipette Checkit®

**NEXT
ADVANCE**
Innovative Lab Products for the Life Sciences

Tarkista pipettisi tarkkuus helposti ja nopeasti!

Nyt voit helposti itse varmistaa, pipetoitko oikeita tilavuuksia. Uudella Checkit® - testillä voit varmistaa pipettisi tarkkuuden muutamassa sekunnissa kolmessa tilavuudessa, myös pienissä tilavuuksissa.



Pipette size	Checkit® model	Measured volumes (µL)		
Nyt saatavilla suoraan varastosta!				
10 µL	CHK-C10	10	5	1
Tulossa myöhemmin, toimitusaika 4-5 viikkoa.				
2 µL	CHK-C02	2	1	0.2
5 µL	CHK-C05	5	2.5	0.5
20 µL	CHK-C20	20	10	2
50 µL	CHK-C50	50	25	5
100 µL	CHK-C100	100	50	10
200 µL	CHK-C200	200	100	20

Hinta
75€/pkt
(5 testiä/pkt)


Pakkaus sisältää
5 testiä, jokaisessa
3 eri tilavuutta.

Hinnat ovat voimassa 31.12.2017 asti. Hinnat alv 0%.



Posti Green

Pipettet Checkit™ - Tarkista pipettisi tarkkuus helposti ja nopeasti!



Checkit® teko-ohje:

1. Pipetoi väriaine
2. Siirrä väriaine kuoppaan
3. Nosta kuopan kansi kiinni
4. Checkit!

NEXT ADVANCE
Innovative Lab Products for the Life Sciences

www.nextadvance.com

PIPETTIHUOLLOT

Laboratoriolaitehuolto
Lasse Matintalo Oy

p. 0400-800 626, lasse@matintalo.com

BIOTOP JL
www.biotop.fi

Itäinen Pitkäkatu 4C
20520 TURKU
puh. (02) 241 0099
info@biotop.fi

Tilaukset ja tiedustelut

Matti Raitio
Risto Ranta
Lasse Matintalo
City-Lab Oy

puh. 050-361 1848
puh. 050-5280789
puh. 0400-800 626

matti.rautio@biotop.fi
risto.ranta@biotop.fi
lasse@matintalo.com

BioCity, Biomedicum, Cultivator II, Arvo, Aapistie ja Snellmania

Hinnat ovat voimassa 31.12.2017 asti.

07.2017