



BIOTOPICS

4titude PROMOTION - PCR Plates & Seals

4titude **PROMOTION!**

FrameStar® 96 Well Skirted low profile PCR Plate


COMPATIBLE WITH Bio-Rad CFX96™ / C1000 Touch™ / S1000™

PROMOTION!

4ti-0960/C - 50 plates

96€ (+53€)

Only 0,02€ /well!



4ti-0960/C: FrameStar® 96 PCR Plate
Skirted, low-profile, clear wells, clear frame
(50 plates)

FrameStar® patented **two-component** design combines a **rigid polycarbonate frame** and **thin walled polypropylene tubes** - **thermal expansion and sample evaporation is reduced significantly**, leading to an improved consistency in PCR results.

Also available in other frame colours.

For more information: www.4ti.co.uk.

4titude®

BIOTOP JL

www.biotop.fi

4titude® recognises that designated trademarks and brands are the property of their respective owners.
Promotion prices valid until the end of January 2019. Vat 0%

18.10.2018



For every received order,
we donate to Baltic Sea protection.



Posti Green

4titude Adhesive Seals & Heat sealing




Q-Stick™ qPCR Seal (4ti-0565) 100 sheets **115€**
Adhesive film with 96 optically clear windows, peelable, designed for qPCR

Clear Heat Seal qPCR Seal (4ti-0541) 100 sheets **55€**
Peelable **heat sealing film**, optically clear, designed for qPCR



PROMOTION! Adhesive Seal Applicator **FREE**
with 2 packs of any PCR-seals!

Adhesive Seal Applicator (4ti-0503)



4ti-0565




4ti-0541

4s3™ Semi-Automatic Sheet Heat Sealer

The 4s3™ is a semi-automatic heat sealer
which is compatible with a wide range of seals
and plates of differing designs and heights.

Ask for a quote!



For more information: www.4ti.co.uk
Prices valid till the end of January 2019.
Vat 0%.

BIOTOP JL

www.biotop.fi

Itäinen Pitkäkatu 4 C
20520 TURKU
puh. (02) 241 0099
info@biotop.fi

Tilaukset ja tiedustelut

Matti Raitio
Pia Kuusisto
Risto Ranta
City-Lab Oy

puh. 050-3611 848
puh. 040-4844 854
puh. 050-5280 789

matti.rautio@biotop.fi
pia.kuusisto@biotop.fi
risto.ranta@biotop.fi

BioCity, Biomedicum, Cultivator II, ARVO, Aapistie ja Snellmania

18.10.2018